



NAVODILA ZA URODINAMSKO PREISKAVO

Z urodinamsko preiskavo ocenjujemo sposobnost spodnjih sečil za zbiranje, odvajanje in preprečevanje nenadzorovanega odtekanja seča.

Preiskava je sestavljena iz:

- merjenja pretoka seča- uroflovmetrija,
- merjenja tlaka v sečnem mehurju in trebušni votlini med polnjenjem s tekočino in njegovim praznjenjem (cistometrija)

UROFLOVMETRIJA

Preiskovanec se usede na stol in gre na vodo v zato pripravljeno posodo. Količina izločenega seča v časovni enoti se prenese v obliki električnega impulza v aparaturo in na podlagi izrisane krivulje ocenimo pretok seča. Po končani preiskavi izmerimo volumen zaostalega seča v mehurju.

CISTOMETRIJA in CISTOUROFLOVMETRIJA

Za potrebe preiskave vam uvedemo kateter skozi zadnjično odprtino v danko in drugi kateter skozi sečnico v mehur. V področje zadnjične odprtine nalepimo elektrode, ki spremljajo aktivnost delovanja mišic medeničnega dna.

Med preiskavo polnimo mehur s fiziološko raztopino in preverjamo vaše občutke glede polnosti mehurja in želje po mokrenju. Ko je želja po mokrenju tako močna, da več ne zadržite seča, spustite seč v zato pripravljeno posodo.

Ta del preiskave nam omogoča oceno ali je puščanje seča normalno.

Preiskava nam omogoča oceno delovanja sečnega mehurja, ali je mehur stabilen ali se nekontrolirano krči ali prihaja do nekontroliranega uhajanja seča in ali je puščanje seča normalno.

NAVODILA BOLNIKOM PRED PREISKAVO

- Na preiskavo pridite s polnim mehurjem
- Prinesite s seboj izpolnjen dnevnik mokrenja
- Preiskave ne izvedemo v primeru menstruacije in uroinfekta

V primeru odpovedi preiskave pokličite na telefon 01 522 3207, med 13. in 14. uro..