

SEZNAM PREISKAV LABORATORIJA ZA LIKVORSKO DIAGNOSTIKO

Preiskava	Šifra	Vzorec	Orient. ref. vrednost	Enota	Metoda	Čas izvedbe	Opombe	Certifikat kakovosti
OSNOVE PREISKAVE LIKVORJA								
Lc- Organoleptični pregled	22795	0,5 ml likvorja	Bister, brezbarven	/	Ocena barve in motnosti	isti dan/ 2h	Za kvalitetno izvedbo vseh osnovnih preiskav potrebujemo najmanj 2 mL vzorca likvorja.	--
Lc – Proteini	22742	0,4 mL likvorja	0,15 – 0,45	g/L	Nefelometrija			INSTAND
Lc – Glukoza	22720	0,4 mL likvorja	2,5 – 3,9	mmol/L	Encimsko – amperometrična metoda			RfB
Lc – Laktat	22784	0,4 mL likvorja	1,2 – 2,1	mmol/L				
Lc - Levkociti	22791	0,5 ml likvorja	Do 5	10 ⁶ /L	Štetje v komori			
Lc – Eritrociti	22792	0,5 ml likvorja	0					
INTRATEKALNO VNETHJE – KVALITATIVNO (OLIGOKLONALNI TRAKOVI)								
Oligoklonalni trakovi Lc-IgG	22753	0,5 ml likvorja	neg	poE	Izoelektrično fokusiranje	do 10 dni	Preiskava se izvaja tedensko oziroma za vsako serijo 10 vzorcev.	INSTAND, RfB
Oligoklonalni trakovi S-IgG	22752	0,5 ml seruma	neg	poE				
INTRATEKALNO VNETHJE – KVANTITATIVNO (INDEKS PROSTIH LAHKIH VERIG KAPA)								
Lc – proste lahke verige kapa	22785	0,5 ml likvorja	/	mg/L	Imunonefelometrija	do 1 dan	Za določitev indeksa PLVK potrebujemo najmanj 1 ml likvorja in 1 ml seruma .	INSTAND (serumske preiskave)
S – proste lahke verige kapa	22786	1 ml seruma	/	mg/L				
Indeks PLVK	22787	0,5 ml likvorja	< 5,9	/				
BIOLOŠKI OZNAČEVALCI DEMENC								
Lc - Tau	22702	1 ml likvorja	< 400	pg/mL	Encimskoimunska metoda	do 3 tedne	Preiskava se izvaja za vsako serijo 15 vzorcev.	INSTAND
Lc-P - Tau	22703	1 ml likvorja	< 60	pg/mL				INSTAND
Lc- Amiloid 1-42	22704	1 ml likvorja	> 570	pg/mL				INSTAND